

BioSentry® LongLife 250S™

DESINFECTANTE VIRICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

COMPOSICIÓN:

Mezcla sinérgica activa de derivados del alquitrán de hulla, ácidos orgánicos, biocida orgánica y surfactantes altos ácidos de alquitrán de ebullición 20%, Xilenoles clorinados 20%, Ácido sulfónico y Ácido láctico.

No. de Reg. To be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

PELIGRO

(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

APLICACIÓN:

Desinfectante concentrado de amplio espectro para trabajo pesado, ideal para ambientes con altos desafíos orgánicos y sanitarios. Para desinfección en las granjas, instalaciones, equipos, veredas como parte de un programa de bioseguridad continua. Es efectivo contra virus, micro plasma, bacterias, hongos (que incluyen *Aspergillus fumigatus*), levaduras y mohos.

INSTRUCCIONES DE USO:

DESINFECCIÓN TERMINAL: Utilice en una solución 1:250 a 1:400 dependiendo del nivel de desafío orgánico.

DOSIS DE APLICACIÓN: 300 ml de solución desinfectante por m² de área. Para detalles técnicos véase folleto del fabricante o consulte el sitio en internet: www.antecint.com

PEDILUVIOS Y RODOLUVIOS: Utilice a una dilución de 1:100 o 1:200 dependiendo del tráfico y del desafío existente (ante dudas por favor consultar con el técnico correspondiente). Mantenga la solución a diario y recámbiela cada 5 a 7 días dependiendo del tráfico y las condiciones.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA
CONCENTRADA**

ADVERTENCIA

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

**AGENTE CONTAMINADOR ACUÁTICO
CORROSIVO**

**CONTIENE: ÁCIDOS DE ALQUITRÁN DE CARBÓN,
XILENOLES CLORINADOS, ÁCIDO SULFÓNICO**

- Provoca quemaduras
- Nocivo en contacto con piel y por ingestión
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
- En caso de contacto de los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

UN 1903 Disinfectant, liquid, corrosive, N.O.S. (High boiling tar acid, chlorinated xylenols, sulphonic acid)

Numero de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Hecho En: EE.UU.

**Medical 1-651-523-0318 (International)
? 1-800-621-8829**

**ELABORADO POR:
HACCO, Inc.**

**110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Alimental
Moreno 25, (2600) Venado Tuerto
Santa Fe - Argentina
Director Técnico
Med. Vet Jorge Scoponi**

Liquid, Corrosive, N.O.S. (High Boiling Tar Acid, Chlorinated Xylenols, Sulphonic Acid) UN 1903

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
LongLife 250S™ is a Trademark of Neogen Corporation.

Item No.: D12553905-ARG

Net Contents: 5 Litros

UPC: 023626 25390 (2)

Format: UPC-A

Label: In-House Printed Label

Item No.: D12553905-ARG

Net Contents: 4 x 5 Litros

UPC: 00023626 25395 (7)

Format: Interleaved 2-of-5

Label: Case Label

Code NG.NO.