

# BioSentry® LongLife 250S™

## DESINFECTANTE VIRICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

**COMPOSICIÓN:**

Mezcla sinérgica activa de derivados del alquitrán de hulla, ácidos orgánicos, biocida orgánica y surfactantes altos ácidos de alquitrán de ebullición 20%, Xilenoles clorinados 20%, Ácido sulfónico y Ácido láctico.

No. de Reg. To be Assigned  
EPA Est. No. 61282-WI-1

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

**PELIGRO**

(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

**APLICACIÓN:**

Desinfectante concentrado de amplio espectro para trabajo pesado, ideal para ambientes con altos desafíos orgánicos y sanitarios. Para desinfección en las granjas, instalaciones, equipos, veredas como parte de un programa de bioseguridad continua. Es efectivo contra virus, micro plasma, bacterias, hongos (que incluyen *Aspergillus fumigatus*), levaduras y mohos.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**DESINFECCIÓN TERMINAL:** Utilice en una solución 1:250 a 1:400 dependiendo del nivel de desafío orgánico.

**DOSIS DE APLICACIÓN:** 300 ml de solución desinfectante por m<sup>2</sup> de área. Para detalles técnicos véase folleto del fabricante o consulte el sitio en internet: [www.antecint.com](http://www.antecint.com)

**PEDILUVIOS Y RODOLUVIOS:** Utilice a una dilución de 1:100 o 1:200 dependiendo del tráfico y del desafío existente (ante dudas por favor consultar con el técnico correspondiente). Mantenga la solución a diario y recámbiela cada 5 a 7 días dependiendo del tráfico y las condiciones.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL  
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA  
CONCENTRADA**

## ADVERTENCIA

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

**AGENTE CONTAMINADOR ACUÁTICO  
CORROSIVO**

**CONTIENE: ÁCIDOS DE ALQUITRÁN DE CARBÓN,  
XILENOLES CLORINADOS, ÁCIDO SULFÓNICO**

- Provoca quemaduras
- Nocivo en contacto con piel y por ingestión
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
- En caso de contacto de los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

**UN 1903 Disinfectant, liquid, corrosive, N.O.S. (High boiling tar acid, chlorinated xylenols, sulphonic acid)**

**Numero de Lote:**

**Fecha de Fabricación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Hecho En: EE.UU.**

**Medical 1-651-523-0318 (International)  
? 1-800-621-8829**

**ELABORADO POR:  
HACCO, Inc.**

**110 Hopkins Drive  
Randolph, WI 53956 U.S.A.**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
VETIPLUS S.A.**

**Transversal 93 No. 53-32  
Bodega # 19 – Alamos  
Parque Empresarial el Dorado  
Tel. (571) 4343052  
BOGOTÁ - COLOMBIA**

Liquid, Corrosive, N.O.S. (High Boiling Tar Acid, Chlorinated Xylenols, Sulphonic Acid) UN 1903

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.  
LongLife 250S™ is a Trademark of Neogen Corporation.

Item No.:

Net Contents: 5 Litros (1.3 Galones)

UPC:

Format:

Label:

Code NO.NO.