

BioSentry[®] Liquid Tray Wash**DETERGENTE
USO VETERINARIO****FORMULA:**

Cada 100 ml. contienen:

Hipoclorito de sodio.....2%
Vehículo c.b.p. 100 ml.

REG. SAGARPA: Q-0795-008

EPA Est. No. 61282-WI-1

INDICACIONES: BioSentry[®] Liquid Tray and Egg Wash es un compuesto químico diseñado específicamente para lavar, canastas plásticas para pollito, cajas y bandejas para transporte de huevo, mediante lavadoras automáticas.

Ideal para su uso con dosificadores de productos químicos así como en operaciones de llenado manual, es seguro para ser usado en plástico, vidrio, acero inoxidable, concreto y porcelana en instalaciones y equipo pecuario.

DOSIFICACIÓN:

Dependiendo de la carga de suciedad, usar de 28 ml/litro de agua caliente (de 54°C a 71°C).

Nota: Si no es posible utilizar el agua a la temperatura indicada, se deberá incrementar la concentración del producto. Para mejores resultados se recomienda después de la limpieza con BioSentry[®] Liquid Tray and Egg Wash, desinfectar con productos de la línea de desinfectantes de BioSentry[®], para mayor información sobre los productos de la línea de desinfectantes consulte a su representante técnico de BioSentry[®] más cercano.**ADVERTENCIAS:**

Contiene hidróxido de potasio e hipoclorito de sodio. Evitar el contacto con la piel, los ojos, las membranas mucosas y la ropa.

Causa quemaduras severas en la piel y severo daño ocular.

DECLARACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:**Contacto con los ojos o la piel:** Enjuagar profundamente con abundante agua durante 15 minutos cuando menos. Consultar al médico inmediatamente.**Ingestión:** Si se ingiere, beber grandes cantidades de agua. Llamar inmediatamente al médico.**DAÑO O FATAL SI SE INGIERE****NO MEZCLAR CON ÁCIDOS NI OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS.****NO USARLO PARA LA LIMPIEZA MANUAL.**

Evitar el contacto con el producto concentrado sobre aluminio, cobre o metales blandos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**LOTE No.****FECHA DE FABRICACIÓN****FECHA DE CADUCIDAD****Hecho En: EE.UU.****Medical 1-651-523-0318 (International)
? 1-800-621-8829****ELABORADO POR:****HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.****IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:****BTI Systems S.A.P.I. de C.V.****Darwin 83
Col. Anzures CP 11590
Mexico, D.F.****Tel: (55) 52 54 82 35 52 03 11 98****Fax: (55) 55 31 16 47**DOT Classification: Corrosive, liquid, basic, inorganic,
N.O.S. (Potassium Hydroxide), 8, UN 3266, PG IIIBioSentry[®] is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

Code RE.NO.

Item No.: D12695708-MEX
Net Contents: 208 Litros (55 Galones)
UPC: 023626 25965 (2)
Format: UPC-A
Label: In-House Printed Label